


# INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

## PROCEDURA PER L'ESAME ISTOLOGICO



\* Vedere la pagina successiva. Ordinare da e-Unilabs: [link](#).

Tempo di fissazione 6 - 72h per biopsie / tessuti piccoli e 24 - 72h per tessuti grandi.

A temperatura ambiente intorno ai 20°C - 25°C.

Rapporto volume fissatore/ tessuto: 1:5.

# INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

## PROCEDURA PER L'ESAME ISTOLOGICO

### HISTOLOGIE

Art. n° 376  
**Tube pour envoi 5 ml  
avec solution de formaline\* tamponnée à 4%**

**Utilisation**  
Histologie, très petites biopsies (quelques mm de diamètre, par ex. biopsies gastro-intestinales)

Art. n° 378  
**Tube pour envoi 20 ml  
avec solution de formaline\* tamponnée à 4%**

**Utilisation**  
Histologie, petites biopsies (par ex. petites excisions cutanées)

Art. n° 362  
**Tube pour envoi 40 ml  
avec solution de formaline\* tamponnée à 4%**

**Utilisation**  
Histologie, biopsies et petites excisions (par ex. excisions cutanées)

Art. n° 361  
**Récipient de transport 250 ml sans formaline**

**Utilisation**  
Histologie, grandes biopsies (excisions jusqu'à 5 cm environ)

Art. n° 364  
**Récipient de transport 500 ml sans formaline**

**Utilisation**  
Histologie, très grandes biopsies (excisions jusqu'à 10 cm environ)

### CYTOLOGIE

Art. n° 350  
**Étui de transport pour lames (vide)**

**Utilisation**  
Etu de protection pour 2 lames porte-objet

Art. n° 351  
**Lames porte-objet, bord dépoli  
(50 pièces)**

**Utilisation**  
Frotts de PAP et cytologie courante



Art. n° 365  
**ThinPrep «Test Paper»,  
paquet de 25 pièces**

**Utilisation**  
Méthode de prélèvement en milieu liquide, cytologie



Art. n° 369  
**ThinPrep «Test Paper»  
avec étui de transport**

**Utilisation**  
Méthode de prélèvement en milieu liquide, cytologie



Art. n° 368  
**Carton d'expédition ThinPrep  
supplément en polystyrène inclus**

**Utilisation**  
Carton d'expédition pour 20 ThinPrep «Test Paper»



Art. n° 340  
**Flacon stérile (50 ml)**

**Utilisation**  
Expectoration pour cytologie générale



Art. n° 326  
**Flacon de Cytolyt**

**Utilisation**  
Ponctions à l'aiguille fine, liquides de ponctions



Art. n° 348  
**Flacon de transport pour urines**

**Utilisation**  
Cytologie urinaire



Art. n° 367  
**Microscopie  
Spray de fixation**

**Utilisation**  
Fixation de frotts PAP et de frotts pour cytologie générale



Art. n° 375  
**Coton-tige Puritan**

Art. n° 380  
**Spatule en bois**

**Utilisation**  
Frotts conventionnel PAP, frotts de muqueuse buccale



Art. n° 381  
**Spatule en plastique pour gynécologie**

**Utilisation**  
Frotts PAP, méthode conventionnelle et en milieu liquide



Art. n° 389  
**Combi-pack cytobrosse / spatule (Medscand)**

**Utilisation**  
Frotts PAP, méthode conventionnelle et en milieu liquide



Art. n° 390  
**Cytobrosse**

**Utilisation**  
Frotts PAP, méthode conventionnelle et en milieu liquide, frotts de muqueuse buccale



Art. n° 391  
**Cervexbrush**

**Utilisation**  
Frotts PAP, méthode conventionnelle et en milieu liquide



Art. n° 392  
**Cytoprep**

**Utilisation**  
Frotts PAP, méthode conventionnelle et en milieu liquide



Art. n° 393  
**Cervibrush + Profile LBC**

**Utilisation**  
Frotts PAP, méthode conventionnelle et en milieu liquide



Art. n° 396  
**Spatule Szalay  
petite n° 1**

**Utilisation**  
Frotts PAP, méthode conventionnelle et en milieu liquide



Art. n° 397  
**Spatule Szalay  
moyenne n° 2**

**Utilisation**  
Frotts PAP, méthode conventionnelle et en milieu liquide



Art. n° 398  
**Spatule Szalay  
grande n° 3**

**Utilisation**  
Frotts PAP, méthode conventionnelle et en milieu liquide



Art. n° 391  
**Spatule Szalay  
blanche n° 4**


**Utilisation**  
Frotts PAP, méthode conventionnelle et en milieu liquide

\*Produit corréolé. Il est indispensable de respecter les prescriptions de sécurité!

\*Produit corréolé. Il est indispensable de respecter les prescriptions de sécurité!

# INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

## MALATTIE SOGGETTE A DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA



# INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

## DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI RECLAMO DEL CLIENTE

